



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Doppelverbinder T-Form f. Schlauch- I.-Ø 1,5 mm, 10 Stck./Pack

25,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Doppel-T-Verbinder aus Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Der Konus hat eine spezielle Ausformung, so dass Schläuche nicht herunterrutschen können.

Auch für Hochdruck-Anwendungen geeignet.

Im Beutel zu 10 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0997
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048891
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	Doppel T
Verbinder Eigenschaften	Miniaturausführung
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Doppel-T-Verbinder
für DM Schlauch innen 1	1.5 mm

