



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Doppelwinkel-Verbinder f. Schlauch- Innen-Ø 2,25 mm, 10 Stck./Pack

Sonderangebot


**15,00 €**

Normalpreis

**22,50 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Doppelwinkel-Verbinder aus Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Der Konus hat eine spezielle Ausformung, so dass Schläuche nicht herunterrutschen können.

Auch für Hochdruck-Anwendungen geeignet.

Im Beutel zu 10 Stück

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0990
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048822
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	Doppelwinkel
für DM Schlauch innen 1	2.25 mm
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Doppelwinkel-Verbinder

