



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® 3-fach Verbinder f. Schlauch-Innen-Ø 2,25 mm, 10 Stck./Pack

Sonderangebot


15,00 €

Normalpreis

22,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Schlauchverbinder, 3-fach, aus Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Der Konus hat eine spezielle Ausformung, so dass Schläuche nicht herunterrutschen können.

Auch für Hochdruck-Anwendungen geeignet.

Im Beutel zu 10 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0984
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048761
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	gerade gewinkelt
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Schlauchverbinder (3-fach)
für DM Schlauch innen 1	2.25 mm

