



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PA-Schlauchverbinder, beids. f. Innen- Ø 3-5 mm, 10 Stck./Pack

5,81 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Leichte und bruchsichere Schlauchverbinder

Nicht toxisch, zum Einsatz in Medizin, Biologie und Lebensmitteluntersuchung geeignet.

Formgebung der nahtlosen Lumina sichert einen strömungsgünstigen Anschluss und Durchfluss. Temperaturbeständig bis 100°C

VE: 10 St./Beutel

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 2-0875 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072048280 |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Material | Polyamid (PA. unspezifisch) |
| Form | gerade |
| für DM Schlauch innen 1 | 3.0 bis 5.0 mm |
| Symmetrie | für gleiche Schlauch-DM |
| Typ Schlauchverbinder | Schlauchverbinder (gerade) |

