



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® PA-Schlauchverbinder, f. Innen-Ø 3-5/7-10 mm, 10 Stck./Pack

18,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Leichte und bruchsichere Schlauchverbinder

Nicht toxisch, zum Einsatz in Medizin, Biologie und Lebensmitteluntersuchung geeignet.

Formgebung der nahtlosen Lumina sichert einen strömungsgünstigen Anschluss und Durchfluss. Temperaturbeständig bis 100°C

VE: 10 St./Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0881
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048341
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
Form	gerade
für DM Schlauch innen 1	3.0 bis 5.0 mm
für DM Schlauch innen 2	7.0 bis 10.0 mm
Symmetrie	für unterschiedliche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Reduzierstück (gerade)

