



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® PA-Schlauchverbinder, Y-Form, f. Innen-Ø 4-6 mm, 10 Stck./Pack

**9,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Leichte und bruchsichere Schlauchverbinder

Nicht toxisch, zum Einsatz in Medizin, Biologie und Lebensmitteluntersuchung geeignet.

Formgebung der nahtlosen Lumina sichert einen strömungsgünstigen Anschluss und Durchfluss. Temperaturbeständig bis 100°C

**VE:** 10 St./Beutel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0890
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048396
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
Form	Y-förmig
für DM Schlauch innen 1	4.0 bis 6.0 mm
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Y-Verbinder

