



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Plastik-Schlauchverbinder TPX, gerade, 3-5 mm, 10 Stck./Pack

**41,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

TPX-Harz ist hoch transparent, nicht toxisch und kann daher im Lebensmittelbereich sowie auf medizinischem und biologischem Gebiet eingesetzt werden. Temperaturbeständigkeit bis 200°C.

Der konstante Innendurchmesser ermöglicht eine gleichmäßige Durchflussrate.

**VE:** 10 St./Beutel

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1850
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058272
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylpenten (PMP, TPX)
Form	gerade
für DM Schlauch innen 1	3.0 bis 5.0 mm
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Schlauchverbinder (gerade)

