



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Plastik-Schlauchverbinder TPX, gerade, 5-8 mm, 10 Stck./Pack

41,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

TPX-Harz ist hoch transparent, nicht toxisch und kann daher im Lebensmittelbereich sowie auf medizinischem und biologischem Gebiet eingesetzt werden. Temperaturbeständigkeit bis 200°C.

Der konstante Innendurchmesser ermöglicht eine gleichmäßige Durchflussrate.

VE: 10 St./Beutel

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 2-1851 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072058289 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Polymethylpenten (PMP, TPX) |
| Form | gerade |
| für DM Schlauch innen 1 | 5.0 bis 8.0 mm |
| Symmetrie | für gleiche Schlauch-DM |
| Typ Schlauchverbinder | Schlauchverbinder (gerade) |

