











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :


DE 143 450 657



## neoLab® Plastik-Schlauchverbinder TPX, T-Form, 8-15 mm, 10 Stck./Pack

77,70 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

TPX-Harz ist hoch transparent, nicht toxisch und kann daher im Lebensmittelbereich sowie auf medizinischem und biologischem Gebiet eingesetzt werden. Temperaturbeständigkeit bis 200°C.

Der konstante Innendurchmesser ermöglicht eine gleichmäßige Durchflussrate.

VE: 10 St./Beutel

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-1858
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058357
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylpenten (PMP. TPX)
Form	T-förmig
für DM Schlauch innen 1	8.0 bis 15.0 mm
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	T-Verbinder

