



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Plastik-Schlauchverbinder TPX, Übergangsstück, 5-8/8-15 mm, 10 Stck./Pack

66,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

TPX-Harz ist hoch transparent, nicht toxisch und kann daher im Lebensmittelbereich sowie auf medizinischem und biologischem Gebiet eingesetzt werden. Temperaturbeständigkeit bis 200°C.

Der konstante Innendurchmesser ermöglicht eine gleichmäßige Durchflussrate.

VE: 10 St./Beutel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1860
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058371
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylpenten (PMP. TPX)
Form	gerade
Symmetrie	für unterschiedliche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Reduzierstück (gerade)
für DM Schlauch innen 1	5.0 bis 8.0 mm
für DM Schlauch innen 2	8.0 bis 15.0 mm

