



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Winkelverbinder f. Schlauch-Innen-Ø 2,25 mm, 10 Stck./Pack

**25,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Winkelverbinder aus Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Der Konus hat eine spezielle Ausformung, so dass Schläuche nicht herunterrutschen können.  
Auch für Hochdruck-Anwendungen geeignet.

Im Beutel zu 10 Stück

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-0981
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048730
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	gewinkelt
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Winkelverbinder
für DM Schlauch innen 1	2.25 mm

