



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Winkelverbinder f. Schlauch-Innen-Ø 3 mm, 10 Stck./Pack

25,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Winkelverbinder aus Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Der Konus hat eine spezielle Ausformung, so dass Schläuche nicht herunterrutschen können.
Auch für Hochdruck-Anwendungen geeignet.

Im Beutel zu 10 Stück

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0982
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048747
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Form	gewinkelt
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Winkelverbinder
für DM Schlauch innen 1	3.0 mm

