



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Y-Schlauchverbinder f. 1,6–2,6 mm, PP, autoklav., 10 Stck./Pack

25,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Y-Verbinder aus naturfarbenem PP

Allseitig mit gleicher Oliven-Größe. Leicht transparent, autoklavierbar. Hervorragende Qualität mit konstantem Innendurchmesser, bedingt gleichmäßige Durchflußraten und dichten Anschluß. Die Oliven sind außen im Abdichtkonus so gearbeitet, daß auch feste Schläuche aufgesteckt werden können. Sie erweitern den Schlauch bis zum 1,5fachen seines Innen ø.

Im Beutel zu 10 Stück.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0956
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048488
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Form	Y-förmig
für DM Schlauch innen 1	1.6 bis 2.6 mm
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Y-Verbinder

