



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Y-Schlauchverbinder f. 2,4-3,4 mm, PP,
autoklav., 10 Stck./Pack**

**25,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Y-Verbinder aus naturfarbenem PP

Allseitig mit gleicher Oliven-Größe. Leicht transparent, autoklavierbar. Hervorragende Qualität mit konstantem Innendurchmesser, bedingt gleichmäßige Durchflußraten und dichten Anschluß. Die Oliven sind außen im Abdichtkonus so gearbeitet, daß auch feste Schläuche aufgesteckt werden können. Sie erweitern den Schlauch bis zum 1,5fachen seines Innen ø.

Im Beutel zu 10 Stück.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0957
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072048495
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Form	Y-förmig
Symmetrie	für gleiche Schlauch-DM
Typ Schlauchverbinder	Y-Verbinder
für DM Schlauch innen 1	2.4 bis 3.4 mm

