



## neolab® Bürettenhalter für 25/50 ml-Büretten

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Einfach die Klammer drücken und die Bürette ist befestigt, und zwar so lotrecht wie der Stativstab.

Für alle gängigen Bürettengrößen und für Stativstäbe von 11 - 13 mm Ø.

Leichte Montage ohne Schrauben usw., keine rostenden Teile, da ganz aus Kunststoff.

Bürette ist elastisch gelagert. Zur Vermeidung von Messfehlern und zum besseren Befüllen lässt sich die Bürette leicht verschieben.

Zubehör: Bürettenstativ mit Platte+Stab (Best.-Nr. 2-2241)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2240
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060138
Farbe	Schwarz
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Form	eckig
geeignet für	Büretten
für DM Stativstab MAX	13 mm
für DM Stativstab MIN	11 mm
zum Ankleben an	Stativstäbe

