



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Elektrodenhalter "FlexiLab" mit Magnetfuß, 70 cm lang

160,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sehr flexibler Elektrodenhalter mit 3 Öffnungen/Halter vorne zum Einstecken der Elektroden oder Fühler.

Die Öffnungen/Halter sind passend für folgende Durchmesser:

Je 1x: 8 mm, 10 mm, 13 mm

Extrem flexibel durch die beweglichen Glieder, dabei gleichzeitig sehr stabil.

Leicht zu bedienen und durch den starken Magnetfuß überall zu befestigen.

Die Länge von 70 cm ermöglicht Messungen auch in höheren Gefäßen auf einem Magnetrührer.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5199
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072004453
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Magnetit
Breite	250 mm
Länge	160 mm
geeignet für	Elektroden Thermometer
Gerätehalter Eigenschaften	mit Magnetfuß mit Haltern Stativplatte als Zubehör erhältlich
Anzahl Halter	3
Länge Stab/ Arm	700 mm
Material Platte	Magnetit
Material Stab/ Arm	Polyamid (PA. unspezifisch)
Stativtyp	Stativ mit flexiblem Arm
mit Haltern für	Elektroden Thermometer

