



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Elektrodenhalter "Wendoflex"

Sonderangebot

44,90 €

Normalpreis

62,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Elektrodenhalter "Wendoflex"

Preiswerter Elektrodenhalter mit flexiblem Metallschlauch und Kunststoffklemmen für Elektroden bis $d = 10$ mm. 3 Halterungen.

Durch den biegsamen Schlauch kann die Elektrode in jede gewünschte Position gebracht werden.

Gesamtlänge: 380 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4150
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072002275
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Elektroden Thermometer
Anzahl Halter	1
Länge Stab/ Arm	380 mm
Material Stab/ Arm	Stahl verchromt
Stativtyp	Stativ mit flexiblem Arm
mit Haltern für	Elektroden Thermometer

