



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Halterung für Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Gitterstativ- Raster 0,353

1.432,87 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Halterungen für Gitterstative

Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Material: Edelstahl (Spannverschluss), Stahl, pulverbeschichtet (Halter)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1885
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3888
EAN	4058072316235
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	dunkelgrau
Material	Stahl pulverbeschichtet Edelstahl
geeignet für	Stative für Reaktionsapparate (LENZ) Gefäße mit LF 150
Spannweite MAX	353 mm
Spannweite MIN	353 mm
Typ Muffe	Halterung für Gitterstative
Typ Verbindung	parallel

