



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Lenz Halterung für Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Gitterstativ-Raster 0,5

1.436,14 €

zzgl. MwSt & Versand



Beschreibung

Halterungen für Gitterstative

Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern,

Material: Edelstahl (Spannverschluss), Stahl, pulverbeschichtet (Halter)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1886
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3889
EAN	4058072316242
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	dunkelgrau
Material	Stahl pulverbeschichtet Edelstahl
geeignet für	Stative für Reaktionsapparate (LENZ) Gefäße mit LF 150
Spannweite MAX	500 mm
Spannweite MIN	500 mm
Typ Muffe	Halterung für Gitterstative
Typ Verbindung	parallel

