



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Halterung für Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Gitterstativ- Raster 0,707

**1.964,88 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Halterungen für Gitterstative

Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und zum Einhängen in Gitterstative, komplett mit Spannverschluss und Trägern, Material: Edelstahl (Spannverschluss), Stahl, pulverbeschichtet (Halter)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1892
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3895
EAN	4058072316303
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	dunkelgrau
Material	Stahl pulverbeschichtet Edelstahl
geeignet für	Stative für Reaktionsapparate (LENZ) Gefäße mit LF 200
Spannweite MAX	707 mm
Spannweite MIN	707 mm
Typ Muffe	Halterung für Gitterstative
Typ Verbindung	parallel

