




## Heidolph Halterung für Scheidetrichter

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Passend für 4 Scheidetrichter (50 ml, konisch) oder 4 Scheidetrichter (100 ml, konisch) bis zu einer Gesamtlänge vom Verschlussstopfen bis (inklusive) Hahn von 15,5 cm.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1835
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	524178000
EAN	4058072779818
Bruttogewicht	0.47
Nettogewicht	0.47000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Bayern
Verpackungsbreite	0.26000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.31000 m
Verpackungsvolumen	0.00500000 ccm
Zolltarifnummer	84799070

