



neolab® Hebebühne Poly-Jaque

Artikelbilder



Beschreibung

Leichte, aber stabile Hebebühne, korrosions- und hitzebeständig, chemikalienresistent.

Aus glasfaserverstärktem Polymer, belastbar bis zu 7 kg.

Über eine Justierschraube von 90 bis 305 mm stufenlos höhenverstellbar.

Mit PTFE beschichtete Gelenkschraube.

Ablagefläche: 165 x 159 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2565
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026301
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	165 mm
Länge	159 mm
Hebebühne Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Höhe [MAX]	305 mm
Höhe [MIN]	90 mm
belastbar bis	7 kg

