



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® BagClip, Verschlussclips für Filterbeutel, 50 Stck./Pack

63,25 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

BagClip® verschließt jeden Beutel und Filterbeutel. Besonders geeignet für BagFilter® und BagPage®. Er gewährleistet luft- und wasserdichten Verschluss.

Mit dem BagClip® verschlossene Beutel passen ideal in das BagRack®.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1382
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056353
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grün weiß
Material	Polypropylen (PP)
für Typ Beutel	Sterile Beutel für Bagmixer 400VW BagPage 400 ml für BagMixer

