



## neolab<sup>®</sup> Dialysierschlauchhalter, 6 Stck./Pack

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

**Starke Plastikclips**, um Dialysebeutel in großen Bechergläsern sicher zu befestigen.  
Die Clips können mit Nummern markiert werden.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-2145
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025359
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Schläuche
Spannweite MAX	6 mm
Spannweite MIN	1 mm
Material Klemme	Polypropylen (PP)
zum Ankleben an	Bechergläser

