



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Feder-Clips 41 mm breit, 6 Stck./Pack

9,81 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für vieles, was schnell und einfach festgehalten werden soll.

Die Federklammern sind sehr kräftig, lassen sich aber mit dem Bügel leicht aufbiegen.

Durch den ösenförmigen Bügel sind diese Clips auch zum Aufhängen von Papieren geeignet.

41 mm breit: Sperrweite 19 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4028
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001803
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	schwarz silber
Material	Stahl pulverbeschichtet
Breite	41 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Spannweite MAX	19 mm
Spannweite MIN	0 mm
Material Klemme	Stahl pulverbeschichtet

