



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Federstahl-Klammer, Stahl verzinkt, für 15 ml, 17 mm

6,08 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Anschaubare Klemmen für die verschiedensten Zwecke, zum Befestigen von Kleinteilen, Schläuchen etc. Die Klammer, die weder bricht noch reißt, nicht rostet und kugelpoliert ist. Mit Loch zum Anschrauben.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-2134
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072164416
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
geeignet für	Zentrifugenröhrchen Schläuche
Spannweite MAX	17 mm
Material Klemme	Stahl verzinkt
zum Anklemmen an	Drehteller für Rotatoren

