



neoLab® Handschuclips mit Magnethalter, schwarz

Artikelbilder



Beschreibung

Die **neoLab Handschuhclips** halten Ihre Handschuhe aber auch Schutzbrillen, Tücher, Schlüssel und was sonst so immer auf geheimnisvolle Weise verschwindet in der Nähe. Die vielseitige Dual-Clip-Version kann als eine Einheit verwendet oder abgenommen, an D-Ringe geklammert und als zwei separate Teile verwendet werden. Mit magnetischer Halterung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-4047
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072157258
Farbe	Schwarz
Material	Polyoxymethylen (POM)
geeignet für	Handschuhe
Material Klemme	Polyoxymethylen (POM)

