



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Corning Klemmen für 500 mL Erlenmeyerkolben

**45,92 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Edelstahlklammern passend für Axygen® Inkubationsschüttler (49 und 71 Liter); Volumen: 500 ml

## Zusätzliche Informationen

---

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.                   | CQ-0078                 |
| Hersteller (Marke)         | Corning                 |
| alte neoLab ArtikelNr.     | C-2084                  |
| EAN                        | 4058072225483           |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur          |
| Farbe                      | silber                  |
| Material                   | Edelstahl               |
| geeignet für               | Erlenmeyerkolben        |
| Material Klemme            | Edelstahl               |
| für Gefäße mit Volumen bis | 500 ml                  |
| zum Anklebmen an           | Plattform für Schüttler |

