



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Corning Klemmen für 1 L Erlenmeyerkolben

45,92 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Edelstahlklammern passend für Axygen® Inkubationsschüttler (49 und 71 Liter); Volumen: 1000 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0079
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2085
EAN	4058072225490
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	1000 ml
Material Klemme	Edelstahl
zum Anklemmen an	Plattform für Schüttler

