











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



## Corning Kunststoffklammer, 125ml

43,01 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## Beschreibung

Kunststoffklammern passend für Axygen® Inkubationsschüttler Benchtop; 125 ml

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	CQ-0114
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2057
EAN	4058072225544
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	125 ml
Material Klemme	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
zum Anklemmen an	Plattform für Schüttler

