



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



Corning Kunststoffklammer, 250ml

45,49 €

zzgl. MwSt & Versand



Beschreibung

Kunststoffklammern passend für Axygen® Inkubationsschüttler Benchtop; 250 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0115
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2058
EAN	4058072225551
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	250 ml
Material Klemme	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
zum Anklebmen an	Plattform für Schüttler

