



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Corning Kunststoffklammer, 1000 ml

55,31 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kunststoffklammern passend für Axygen® Inkubationsschüttler Benchtop; 1000 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CQ-0117
Hersteller (Marke)	Corning
alte neoLab ArtikelNr.	C-2060
EAN	4058072225575
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	1000 ml
Material Klemme	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
zum Anklemmen an	Plattform für Schüttler

