



sunlab[®] Klammer für 100 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Klammern zur Fixierung von Erlenmeyerkolben verschiedener Volumina auf der Universalplattform des Sunlab Orbitalschüttlers.

Best.-Nr. D-8024: für 100 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8024
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072071028
Farbe	silber
Material	Edelstahl
geeignet für	Erlenmeyerkolben
für Gefäße mit Volumen bis	100 ml
Material Klemme	Edelstahl
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab Orbitalschüttler (D-8020)
zum Anklemmen an	Plattform für Schüttler

