



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## **sunlab® Klammern f. 1,5 ml Zentrifugenröhrchen passend zu Rotator D-8010/ D-8101**

Sonderangebot

**8,00 €**

Normalpreis

**39,90 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### **Product Images**



## Beschreibung

---

### Sunlab-Klammern

zum Befestigen verschiedener Gefäße auf dem Rotator.

### Best.-Nr. D-8011

Für 1,5 ml Reaktionsgefäße, passend zu Rotator D-8010/D-8100

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	D-8011
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072017965
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)
geeignet für	Reaktionsgefäße
Spannweite MAX	8 mm
Spannweite MIN	12 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
Material Klemme	Polyamid (PA. unspezifisch)
für Modell Schüttler/ Rotator	Sunlab Rotator mit Drehteller. analog (D-8010) Sunlab Rotator variabel bestückbar (D-8100)
zum Anklemmen an	Drehteller für Rotatoren

