



## Bochem Mikroklemme Temperguss, d=15mm

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Mikroklemme aus Temperguss, grün lackiert, 2 runde Backen, Spannweite 15mm, Finger mit Kork, Schaftlänge=150mm Gewicht in g: 229,0

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MN-0849
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	100505460
EAN	4058072329372
Material	Temperguss
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
Spannweite MAX	15 mm

