



Bochem Mikroklemme, Stahl, d=15mm

Artikelbilder



Beschreibung

Mikroklemme aus Stahl, verzinkt, 2 runde Backen, Spannweite 15mm, Finger mit Silikon überzogen, Schaftlänge=150mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0855
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	310505475
EAN	4058072329426
Material	Edelstahl
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
Spannweite MAX	15 mm

