



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rechteckdiagonale, zur Versteifung, 2 Langlöcher, für Rechteck 0,5 x 0,7 m

89,27 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rechteckdiagonalen

Standardisiertes Bauteil/Stativkomponente
Diagonalstäbe zur Versteifung, 2 Langlöcher

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1905
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3907
EAN	4058072316426
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Stahl pulverbeschichtet
geeignet für	Stative für Reaktionsapparate (LENZ)
Spannweite MAX	1000 mm
Spannweite MIN	500 mm
Typ Muffe	Diagonalstäbe
Typ Verbindung	Diagonal

