











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Lenz Schliffklammer (POM) für NS 14

28,20 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Schliffklammer aus POM.

Individueller Anpressdruck durch stabiles Rastgestänge.

Temperaturbeständig bis +150°C.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0133
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2132
EAN	4058072298753
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polyoxymethylen (POM)
TBST MAX	150 °C
für NS	14/23

