



Amarell Schnellhalterung für Gefäßwände

Artikelbilder



Beschreibung

Für Thermometer, Reagenzgläser mit Proben und ähnliches,
zum einfachen Anklebmen an Bechergläser, Erlenmeyerkolben, Glaswannen usw.
Mit fünf verschiedenen Einsteckmöglichkeiten.
Alle Metallteile aus V2A, stabile Verarbeitung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LL-1491
Hersteller (Marke)	Amarell
alte neoLab ArtikelNr.	1-7065
EAN	4058072288273
Farbe	silber
Material	Edelstahl
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrrchen Thermometer
Spannweite MAX	3 mm
Spannweite MIN	0 mm
Material Klemme	Edelstahl
zum Anklebmen an	Bechergläser Kolben

