



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Spannverschluss mit Stativstab, für Laborflansch LF 150, Verschluss Polyester, glasfaserverstärkt

978,24 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Spannverschlüsse mit Stativstab

Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen und Montage an einem Stativ, Material: Polyester, glasfaserverstärkt (Verschluss), Stahl (Stab)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1879
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3882
EAN	4058072316174
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Form	rund
Länge	300 mm
geeignet für	Gefäße mit LF 150
Spannweite MAX	150 mm
Spannweite MIN	150 mm
für DM Stativstab MAX	16 mm
für DM Stativstab MIN	10 mm
zum Anklemmen an	Stativstäbe

