



Bochem Stativklemme Standard18/10 Stahl, d=25mm

Artikelbilder



Beschreibung

Stativklemme aus 18/10 Stahl, 1 runder Backen, Spannweite 25mm, Finger mit Kork. Gewicht in g: 167,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0834
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	310505406
EAN	4058072329242
Material	Edelstahl
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
Spannweite MAX	25 mm

