




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Thermometer-Clips, 3 Stck./Pack

23,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Thermometer-Clip einfach auf den Rand eines Becherglases oder eines anderen Gefäßes stecken. Er klemmt sich am Rand fest und hält das Thermometer senkrecht, nahe an der Gefäßwand. Geschlitzte Klemmvorrichtung für Thermometer mit unterschiedlichen Durchmessern.

Material: Polycarbonat

Temperaturbeständigkeit: bis 135°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3090
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035006
Farbe	transparent (klar)
Material	Polypropylen (PP)
geeignet für	Thermometer
Spannweite MAX	10 mm
Spannweite MIN	3 mm
Material Klemme	Polypropylen (PP)
zum Anklebmen an	Bechergläser Kolben

