



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Universal-Stativ-Klemme Alu, Spannweite 0-75 mm, 5 St./Pack

Sonderangebot


124,00 €

Normalpreis

148,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Universal-Stativ-Klemme aus Aluminium mit Korkeinlage

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1395
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072064495
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Form	zangenförmig. rund mit 2x2 Fingern
Länge	225 mm
geeignet für	Bechergläser Elektroden Zentrifugenröhrchen
Spannweite MAX	75 mm
Spannweite MIN	0 mm
für DM Stativstab MAX	13 mm
für DM Stativstab MIN	11 mm
zum Anklebmen an	Stativstäbe

