



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Scheibenknoten, zentrale Bohrung, höhenverstellbar, mit Gewindebohrungen

57,33 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Scheibenknoten

Zentrale Bohrung für Stabdurchmesser 22 mm, höhenverstellbar, mit 8 Gewindebohrungen M 12, komplett mit Gewindestift M12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1903
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3905
EAN	4058072316402
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl verchromt
geeignet für	Stativstäbe
Typ Muffe	Verbindungsstück. koaxial und parallel
Typ Verbindung	90 Grad koaxial
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	12 mm

