



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Alu-Doppelmuffen, Spannweite 5-15 mm, 5 St./Pack

Sonderangebot


82,70 €

Normalpreis

99,70 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Doppelmuffe aus Aluminium

Gewicht 50 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1388
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072064464
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
geeignet für	Stativstäbe
Spannweite MAX	15 mm
Spannweite MIN	5 mm
Typ Muffe	Doppelmuffe
Typ Verbindung	90 Grad
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	6 mm

