




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Muffe für Stativstäbe Ø max. 25 mm, Temperguss

56,72 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Stativmuffen in gängigen Ausführungen für den einfachen Stativaufbau.
Geeignet für alle runden Standard-Stativstäbe.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1926
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3928
EAN	4058072316631
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	grau
Material	Temperguss
geeignet für	Stativstäbe
Spannweite MAX	25 mm
Spannweite MIN	10 mm
Typ Muffe	Doppelmuffe
Typ Verbindung	90 Grad
für DM Stativstab MAX	25 mm
für DM Stativstab MIN	10 mm

