



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**sunlab® Stativstab-Set für SU1150, SU1200,
SU1250, Fühler PT1000**

**57,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Sativ passend für Sunlab Magnetrührer

Bestehend aus: Stativstab, Kreuzmuffe und Halteklammer.

Passend für alle Sunlab-Magnetrührer, außer Sunlab, mini, ultraflach (Best.-Nr. D-8260)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	D-8158
Hersteller (Marke)	sunlab
EAN	4058072024222
Transporttemperatur	Raumtemperatur
geeignet für	Thermometer Elektroden
Anzahl Halter	1
Länge Stab/ Arm	500 mm
Material Stab/ Arm	Edelstahl
Stativtyp	Anbaustativ für Magnetrührer
mit Haltern für	Elektroden Thermometer

