



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stativ für Reaktionsgefäß mit Schnellverschluss LF 150

3.935,75 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Stativ passend für Rückfluss-Reaktionsapparate
Für Flanschgröße LF 150, komplett mit Klammern und Muffen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1893
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3896
EAN	4058072316310
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Breite	500 mm
Höhe	1700 mm
Länge	350 mm
geeignet für	Reaktionsapparate
Anzahl Halter	10
Material Stab/ Arm	Stahlpulverbeschichtet
Stativtyp	Stative für Reaktionsapparate (LENZ)

