



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Stativ, für LF 200, komplett mit Klammern und Muffen

**6.289,59 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Stativ, passend für Reaktionsapparate mit absteigender Destillation  
Für Flanschgröße LF 200, komplett mit Klammern und Muffen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1909
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3911
EAN	4058072316464
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Breite	1000 mm
Höhe	2000 mm
Länge	5000 mm
geeignet für	Reaktionsapparate
Anzahl Halter	10
Material Stab/ Arm	Stahl pulverbeschichtet
Stativtyp	Stative für Reaktionsapparate (LENZ)

