



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Ständer für Calibrex™ universal 520 für Fernaspiration, Dispenser Kapazität <50 ml

219,44 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Halterungen für Dispenser in verschiedenen Ausführungen

Halterung für Fern- und Schlauchaspiration (Art.-Nr. 7-7475 und 7-7476)

Diese Dispenserhalterung erleichtert die Entnahme aus entfernt liegenden Behältern (Distanz < 10 m, Höhe < 2 m).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0199
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7475
EAN	4058072367176
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
geeignet für	Socorex Dispenser
Material Platte	Stahl
Material Stab/ Arm	Stahl

